



## Oksigen Masker Rebreathing

Masker oksigen adalah alat bantu pernafasan yang dipasangkan di hidung dan mulut dengan bentuk seperti masker pada umumnya. Masker khusus ini dipakai sebagai pendukung dalam penyaluran oksigen dari dalam tabung oksigen ke saluran pernafasan.

### 1. Tali

Warna : Hijau  
Panjang : 45-50 cm  
Material : Karet  
Fungsi : Untuk mengkaitkan masker pada kepala

### 2. Masker

Warna : Hijau Transparant  
Material : Polivinil Chlorida (PVC)  
Fungsi : Pelindung dari pencegahan penyakit

### 3. Connector for Mask

Warna : Putih  
Material : Polipropilena (PP)  
Fungsi : Untuk menghubungkan Mask dengan Tube

### 4. Tube

Warna : Hijau Transparant  
Panjang : 2 m  
Material : Polivinil Chlorida (PVC)  
Fungsi : Untuk menyalurkan udara dari tabung oksigen ke saluran pernafasan

### 5. Connector on Tube

Warna : Hijau Transparant  
Material : Polivinil Chlorida (PVC)  
Fungsi : Untuk menghubungkan antara Tube dengan Connector Mask dan Tube dengan tabung oksigen

### 6. Tipe/Ukuran : Dewasa, Anak, Bayi

Distributed by:  
**PT. SERENITY INDONESIA**  
Komplek Ruko Permata Kota Blok Q No 10  
Jl. Pangeran Tubagus Angke No. 170  
Jakarta 14450, Indonesia  
**KEMENKES RI AKD : 10403810058**