



Kanula Oksigen Nasal

Didesain untuk memudahkan pengiriman oksigen, terbuat dari PVC tingkat medis tanpa bau untuk memberikan kenyamanan dan 100% bebas lateks, Tahan belitan dan fleksibel dari aliran kontinu oksigen, Konektor berbentuk terowongan lembut untuk memudahkan koneksi ke sumber oksigen.

Spesifikasi:

1. Conector

Warna : Green Clear
Fungsi : penghubung ke tabung oksigen
Material : Polivinil clorida (PVC)

2. Soft Tip

Warna : colourless clear
Fungsi : penghubung ke alat pernapasan (hidung)
Material : Polivinil clorida (PVC)

3. Headset Loop

Warna : colourless clear
Fungsi : sebagai saluran penghubung
Material : Polivinil clorida (PVC)

4. Extension Tubing

Warna : Green clear
Fungsi : Saluran penghubung
Material : Polivinil clorida (PVC)

5. 3 chanel Conector

Warna : Green clear
Fungsi : Saluran penghubung dan pembagi aliran oksigen.
Material : Polivinil clorida (PVC)

6. Clip

Warna : Colourless
Fungsi : pengatur posisi Headset loop
Material : Polypropylene (PP)

7. Ukuran : Dewasa, Anak, Bayi

Distributed by:

PT. SERENITY INDONESIA
Komplek Ruko Permata Kota Blok Q No 10
Jl. Pangeran Tubagus Angke No. 170
Jakarta 14450, Indonesia
KEMENKES RI AKD : 10403710915